

Urinprobe (Mittelstrahlurin) | Mann | Blatt 1

Zur Diagnostik von Bakterien und Pilzen: **Probengewinnung zum Versand**


NORMA MED

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:


- Zwischen den letzten Blasenentleerung und der Probenentnahme sollten möglichst drei Stunden vergangen sein.
- Vor Uringewinnung bitte Hände sorgfältig waschen.



Urin-Monovette (grün),
Saugspitze, Uringefäß




Bitte beschriften Sie zuerst den
Begleitschein ...



... und dann das Röhrchen:
Name, Vorname, Geburtsdatum,
Entnahmedatum.



Uringefäß öffnen.



Geschlechtsteile sorgfältig reinigen:

- Nach Zurückziehen der Vorhaut reinigen Sie die Penisspitze mit einem mit Leitungswasser vollgetränkten Tupper.
- Mit einem zweiten Tupper trocknen.

Gewinnung der Probe:
Geben Sie die erste Portion Urin in
die Toilette (Harnstrahl ca. 5 bis 8
Sekunden ins WC-Becken laufen
lassen), dabei Harnstrahl nicht
unterbrechen.




Gleich danach die zweite Portion
Urin in dem Gefäß einfangen
(ungefähr 10 bis 20 ml bis der
Becher halb voll ist). Geben Sie den
restlichen Urin in die Toilette.


Urinprobe (Mittelstrahlurin) | Mann | Blatt 2

Zur Diagnostik von Bakterien und Pilzen: **Probengewinnung zum Versand**


NORMA MED




Urin aus dem Becher in das Transportgefäß umfüllen: Stopfen von der Urin-Monovette entfernen und Saugspitze aufsetzen.




Spitze ins Gefäß eintauchen und die Monovette bis zur Basis-Linie aufziehen.



Spitze nach oben, Monovette senkrecht halten und weiter bis zum Anschlag nach unten aufziehen, bis Spitze entleert ist.



Spitze abziehen, Kolbenstange abknicken, Stopfen aufsetzen, damit ist die Monovette verschlossen.



Urinmonovette mit Stabilisator gut mischen (ca. fünfmal schwenken) und in das Transportgefäß hineinstecken; auch dieses fest verschließen.



Monovette zusammen mit dem Begleitschein ...



... in die beiliegende blaue Versandtasche stecken, **ausreichend als Päckchen über Express-Versand (z. B. DHL) frankiert** an das Labor schicken.

Labor-MSG
In den Ministergärten 1
10117 Berlin
Deutschland